




Instructions for Use

Isolating transformer for medical technology according to IEC/EN60601-1

REOMED 300/600/800/1000/1300/1600/2200



Before putting the device into operation, please refer to the instructions for use.

It is mandatory to read and apply.

Table of Contents

1.0	Hazard warnings	P.2
1.1	Technical description	P.3
1.2	Intended use	P.3
1.3	Operating instructions	P.4
1.4	Transport / storage / disposal	P.6
1.5	Versions and models	P.7
1.6	Technical options	P.8
2.0	Technical specifications	P.10
3.0	Guidance and manufacturer's declaration	P.18
4.0	Symbols	P.19

1.0 Hazard warnings

The following notices are for the personal safety of the operator as well as the safety of the described products and connected devices.



Warning!

Dangerous voltage.

Non-observance can cause death, severe physical injury, or damage to property.

- To avoid the risk of electric shock, the isolation transformer may only be connected to a supply network with a protective conductor.
- Any interruption of the protective conductor inside or outside the device or disconnection of the protective contact can make the device a source of danger. Deliberate breaking of grounding is prohibited.
- The effectiveness of protective earthing must be checked regularly
- Disconnect the supply voltage before assembly or disassembly work, replacement of fuse or structural changes.
- Observe the accident prevention and safety regulations applicable in the specific case.
- Before commissioning, check whether the nominal voltage of the device corresponds to the local mains voltage.
- It is not permitted to operate the device in a flammable, potentially explosive atmosphere
- The device presents a risk of fire and electric shock if the device is exposed to moisture or liquids.
- Anything containing water or any other fluid should not be placed on the unit, for example vases or bottles.
- Choose a safe location for the device.
- Do not remove the housing cover, risk of electric shock!
- Maintenance only by qualified personnel
- Defective and damaged devices must not be put into operation.
- This device must not be changed.
- It is not allowed to connect an additional multiple socket or an extension cable to the ME system.
- Multiple sockets intended for the ME system may only be used to power devices that are intended to be part of the ME system.
- Stacking of the device is not allowed
- Only the REOMED Isomonitor may be used to monitor the isolation transformer (insulation / temperature / load).

- Accessories other than those listed in this manual may adversely affect the EMC performance of the ME device.
- Portable RF communications equipment, including antennas, may not be used closer than 12 inches to any part of the ME or ME system, including cables specified by the manufacturer.
- Electromagnetic interference can interfere with the operation of the REOMED and REOMED Isomonitor and result in misbehaviour such as false alarms (Isomonitor) or malfunction of the switch-on current-limiter.

WARNING:

UNDER NO CIRCUMSTANCES CONNECT AND OPERATE THE UNIT WITH OTHER INPUT VOLTAGES AND INPUT FREQUENCIES OUTSIDE THOSE STATED ON THE RATING LABEL

1.1 Technical description

Toroidal transformers for medical applications with multiple socket (total unit portable), in a sturdy metal housing with an inrush current limiting and primary fine fuses (2-line).

Product features:

- ⇒ Sturdy metal housing, floor standing unit with 4 integrated M6 mounting sockets
- ⇒ Touch current in normal operation <100 µA
- ⇒ Limiting earth leakage current at 127V/253V 50/60Hz < 300/500 µA
- ⇒ protected against short circuit and overload
- ⇒ Built-in temperature monitor in the primary circuit
- ⇒ Fine fuse (2-pole) in the primary circuit
- ⇒ ON / OFF - 2 pole power switch
- ⇒ Inrush current limiting / half-wave failure detection or with NTC
- ⇒ Options with overvoltage protection and line filter
- ⇒ Equipotential bonding pin to DIN 42801 (POAG connector) (option: -M6 earthing pin)
- ⇒ The mains supply is provided by a 2m long flexible power cable with Schuko plug to IEC connector IEC60320-1;
- ⇒ IEC device socket secondary (IEC320)
- ⇒ Approval IEC60601-1: 2005 / AMD1: 2012; ANSI / AAMI ES 60601-1: 2005 / CR / 2012
CAN / CSA C22.2 no. 60601-1:14 (medical technology) USA and Canada
IEC60601-1-2:2014(Partly); EN/IEC 61000-3-2:2014; EN/ EN 61000-3-3:2013
- ⇒ Conformity with the Low Voltage Directive 2014/35 / EU (2006/95 / EC)
- ⇒ Connection for temperature monitoring (option) by PTC according to DIN 44081 / DIN44082 and current transformer (CT option) for power monitoring
- ⇒ Technical data (Annex)
- ⇒ Guidance and manufacturer's declaration (Annex)

1.2 Intended use

For use in series with the mains supply for medical electrical equipment and non-medical electrical equipment in patient environment and / or in medically used rooms. The unit provides safe galvanic isolation of input to output (double and reinforced insulation) and very low leakage current. The medical environment requires increased demands on air and creepage distances and these are achieved by using a special toroidal isolation transformer. This device safely complies with the required electrical limits for use in patient environment and / or in medically used rooms. The device can continue to be used where there is a requirement for very small leakage currents and in the reduction of the sum of the leakage currents of several individual devices in a supply circuit in the patient environment and / or in medical rooms.

For combinations of medical electrical appliances and non-medical electrical appliances in the patient environment and / or in medically used rooms, the appliance is connected upstream of the medical electrical appliances and / or the non-medical electrical appliances (e.g. Computer accessories such as a PC, screen, UPS system, printer, plotter, interfaces with medical electrical equipment and video equipment, diagnostic and security cameras, diagnostic, measuring and testing equipment and their combinations, etc.).

Additional equipment connected to the device's analogue and digital interfaces must be demonstrably compliant with their respective IEC or ISO standards (for example, IEC 60950 for data processing equipment). Furthermore, all configurations must comply with the regulatory requirements for medical systems (see IEC 60601-1-1 or Section 16 of 3.1 of IEC 60601-1, respectively). Anyone connecting additional equipment to medical electrical equipment is a system configurator and is responsible for ensuring that the system complies with the regulatory requirements for systems. It should be noted that local laws take precedence over the above normative requirements. If you have any questions, please contact your local dealer or the technical service.

The REOMED isolating transformer can be supplied with a number of options, for example with inrush current damping and half-wave failure detection or the basic option (NTC). It must be determined by the responsible system configurator and they also assume responsibility for the correct implementation in the ME system.

In the basic option, a failure of the input fuse is not a component failure, this can be reset by the operator to the previous state.

In order to function properly this device requires natural convection cooling.

The air must be able to circulate around the device freely, for this there must be a minimum distance of 30 mm. Place the unit in a stable place and ensure easy access to the power cord, in order to be able to disconnect the power cord quickly if necessary.

Standard operating position is horizontal!

Lateral wall mounting is possible. The base of the device should be fixed to the wall by means of mounting rails. The plug side must be on the side (left or right) to allow sufficient cooling. Other types of mounting require an individual approval.

1.3 Operating instructions

Check if there is a secure power connection and turn off the whole system (**OFF = 0**) before connecting further terminals to the output of the **device**. Please note the output voltage of the **REOMED** and check whether the following devices can be operated with the set voltage.

Please pay attention to earthed connections (sockets) for the power supply of the **REOMED**.

Make sure all terminals are OFF (**OFF = 0**) before connecting them to the **REOMED**.

In addition, the isolating transformer has a standardized grounding connection (**POAG plug as equipotential bonding pin in accordance with DIN 42801**), which can be used for connection to appropriate equipotential bonding devices. The isolating transformer can thus be combined with other medical devices, provided they also comply with the requirements of EN60601-1. (Option: additional grounding bolt)

Now connect the desired devices with the **REOMED** (output). If the **REOMED** is now switched on (**ON = I**), voltage is present at the output. The devices connected to the **REOMED** can now be switched on (please observe the regulations and the requirements for the supply lines and connecting cables), please note the safe and secure fit of all supply and connection cables.

The total output of the **REOMED** is equal to the sum of the individual performance of the terminals connected to the **REOMED** which are in use at the same time. It is essential to ensure that the required total power of the terminals does not exceed the maximum total power indicated on the nameplate of the unit at the same time. The performance data of the available **REOMED** series are shown in the table below.

If the **REOMED** isolating transformer is overloaded, it automatically shuts off. Only when the isolation transformer has cooled to 55 ° C, the isolation transformer can be put into operation again.

Attention: Only for devices with NTC as inrush current limiter

After switching off the device, a "waiting time" of approx. **1 minute** is recommended. If this is not observed, then the fine fuses in the input area of the **REOMED** or even the circuit breakers of the mains connection can be triggered.

- **Fuse replacement:**

Turn off the device and **disconnect the power cord from the device.**

Carefully open the fuse holder with a small screwdriver.

After opening, you can remove and replace the defective fuses.

Note the corresponding fuse ratings depending on the voltage setting.

Only fuses of type T (also type TT enabled) may be used.

- **Mains voltage setting with switchable versions:**

Turn off the device and **disconnect the power cord from the device!**

The mains voltage can be adjusted with the 300VA transformer (depending on the version) on the input plug or on the bottom part with a screwdriver to between 115V / 230V.

For the REOMED devices from 600VA, the mains voltage changeover is located at the input plug above the mains switch.

After removing the fuse drawers (see Fuse replacement), the voltage selector insert can be removed from the socket by means of an insulated screwdriver and plugged back into the required input voltage (readable from the outside). The switching of the output voltage is done with a slide switch 115 / 230V.

Attention: Depending on the switch position, observe the fuse values!

- **Cleaning:**

Disconnect the power cord from the mains before cleaning the unit.

Clean the device with a slightly damp cloth.

Do not use liquid cleaners or sprays.

- **Water and moisture:**

Do not use the device near water, such as next to sinks, washing tubs, bathtubs or in areas which may become wet. No water should come into contact with either the input and output plugs and the housing cooling vents. It must be ensured that no liquids are able to penetrate inside the REOMED housing.

- **Precautionary inspection:**

The device is maintenance-free.

- **Safety checks:**

Should be carried out at intervals no longer than 24 months. A visual inspection of the power cable and the housing for damage as well as a check of the protective conductor connection and to carry out and document a leakage current measurement test is to be performed.

1.4 Transport, storage and disposal

For transport and storage periods of up to 15 weeks, the following storage conditions apply

Temperature:	- 10°C	... + 50°C
Relative humidity:	10%	... 90% (non-condensing)
Air pressure:	264hPa	...1060hPa
Height:	10000 m	(Transport only)

Thereafter, the values of the operating conditions apply

Temperature:	+ 0°C	... + 40°C
Relative humidity:30%	...75%	(non-condensing)
Air pressure:	700hPa	...1060hPa
Height:	3000 m	

The **REOMED** should only be stored indoors in the original packaging. Condensation must be prevented. Do not expose the device to impacts at any time.

To ensure compliance with the terms of warranty any device returned to the manufacturer or its agent must be in the original box or on a small pallet.

Disposal:

- The device packaging is sent for recycling.
- The metal parts of the device are sent to for scrap metal disposal.
- The plastic parts, electrical components and printed circuit boards are disposed of as electronic scrap.
- Disposal must be carried out in accordance with the respective national legal regulations.
- Appropriate disposal companies are to be consulted.
- Consult your local authority for waste management advice.

1.5 Versions and models:

Model	Article number + Option	Power consumption (VA)	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Output current (A)	Fuse rated current / rated voltage (A) / 250Vac
REOMED 300	65B5166A+xx	300	115/230	230	1.30	T3,15/T1,60
REOMED 600	65B5167A+xx	600	115/230	230	2.60	T6,30/T3,15
REOMED 1000	65B4132A+xx	1000	115/230	230	4.35	T10,0/T5,0
REOMED 300	65B5008A+xx	300	230	230	1.30	T1,60
REOMED 600	65B5064A+xx	600	230	230	2.60	T3,15
REOMED 1000	65B5088A+xx	1000	230	230	4.35	T5,00
REOMED 300	65B5161A+xx	300	115	230	1.30	T3,15
REOMED 600	65B5162A+xx	600	115	230	2.60	T6,30
REOMED 1000	65B5163A+xx	1000	115	230	4.35	T10,0
REOMED 300	65B5252A+xx	300	115	115	2.60	T3,15
REOMED 600	65B5253A+xx	600	115	115	5.20	T6,30
REOMED 1000	65B5254A+xx	1000	115	115	8.70	T10,0
REOMED 300	65B11001A+xx	300	230	115	2.60	T1,60
REOMED 600	65B11002A+xx	600	230	115	5.20	T3,15
REOMED 1000	65B11003A+xx	1000	230	115	8.70	T5,00
REOMED 300	65B11058A+xx	300	115/230	115/230	2.60/1.30	T3,15/T1,60
REOMED 600	65B11059A+xx	600	115/230	115/230	5.20/2.60	T6,30/T3,15
REOMED 1000	65B11060A+xx	1000	115/230	115/230	8.70/4.35	T10,0/T5,00
REOMED 300	65B11061A+xx	300	100-130/ 200-250	100-130/ 200-250	3.00-2.30 1,50-1,20	T3,15/T1,60
REOMED 800	65B11062A+xx	800	100-130/ 200-250	100-130/ 200-250	8,00-6,16 4.00-3.20	T8,00/T4,00
REOMED 1300	65B10066A+xx	1300	230	230	5.50	T6,3
REOMED 1600	65B10067A+xx	1600	230	230	6.80	T8,0
REOMED 2200	65B10068A+xx	2200	230	230	9.37	T10,0

Options label:

+ = Execution	+ Place holder
	LC without static shield winding (standard)
	++ with static shield winding (option)
	+E Earth additional bolt (option)
xx = Option	10 NTC
	50 Electronic switch-on current limiter
	01 Surge protection
	02 Mains filter
	03 Surge protection + mains filter
xx - = Option	B PTC-probe connection
	C CT-for power monitoring

Example: 65B5166ALC53BC without static shield winding + electronic switch-on current limiter+ overvoltage protection + mains filter + PTC + CT

1.6 Technical options for medical transformers

Option 10: NTC

Is possible at low power without internal by-pass circuit, however, the NTC resistor is not cooled when the power is turned on again quickly, there is the danger here that, despite NTC resistance, the inrush current limiter does not work in instances of rapid mains cycling. This option requires a waiting time before resetting the unit.

Option 50: Electronic switch-on current limiter

Provides a controlled switching without excessive inrush current.

For critical ME systems, use REOMED isolating transformers $\geq 300\text{VA}$ with electronic switch-on current limiters and half-wave failure detection.

Option 01 Overvoltage protection

The surge protection protects against voltage surges in the network.

Option 02 Mains filter

The EMC filter is used to reduce the conduction rfi interference.

Option 03 Surge protection + mains filter (combi-filter)

This is a combination of option 01 and option 02.

Option B: PTC Sensor connection

This is a PTC sensor element which is installed directly in the isolating transformer and connected to a plug or socket mounted on the front.

The REO-ISOMONITOR can be connected to allow the temperature of the REOMED to be monitored to ensure that it is not overheated at any time.

Option C: Power display connection

This is a built-in current transformer in the output line, which is connected to a front-mounted plug or socket.

The REO-ISOMONITOR (Option - Power Display) can be connected to allow the power of the REOMED to be monitored to ensure that it is not overloaded at any time.

Inrush current limiting options

The REOMED models can be optionally equipped with a NTC or an electronic inrush current limiter; With the NTC, waiting times of up to 5 minutes have to be allowed before switching on again.

Obsolete options:

Option 20*: NTC + time relay

Here, the NTC resistor is bypassed via a time relay, and the so-called "waiting time" for cooling the NTC resistor is eliminated.

Option 30*: NTC + contactor

is suitable for larger outputs, so that the NTC resistor is bridged with the contactor and can cool down; also usable with smaller activities. Here, a higher level of security is provided when the system is switched on again quickly, slight malfunction.

Option 40*: NTC + time relay + contactor

is suitable for large and small activities. The optimal cooling of the NTC resistor is ensured. At the same time eliminates the delay time for the reconnection by the time relay, as a cooling of the NTC resistor is guaranteed and thus a switch-on rush never occurs.

Accessories:

- REO ISOMONITOR for direct connection to the REOMED output socket and Sensor connection socket (device option)
- Trigger protection for output plugs according to IEC320
- Power cord for other countries on request
- Mounting rails
- Spare fuses

Device supply lines, device connection cables:

Input: The supplied mains cable with safety plug is intended for connection to the supply circuit (socket).

Output: All equipment connection cables must comply with the relevant standards and regulations of the individual countries in which the REOMED is used, e.g. UL / CSA / VDE / SEMKO / CHAR> etc. In the US and Canada, a special connection cable is required for use in hospitals. All connecting cables that are used must have a protective conductor connection (3-pole!).

Fuse Accessories:

The REOMED series has been checked and tested under strict safety conditions. The fine fuses in the input circuit protect the REOMED against overload and short circuit. If fuses other than those specified are used, there is a risk to the person or patient who is connected to the REOMED via the terminal. Furthermore, considerable damage to the connected terminals may arise. The fine fuses must be marked with UL / CSA approvals for the US market as well as VDE / EN approvals for the European market. Please use only slow-acting fine fuses (T-marking) for the REOMED.

The original equipment includes spare fuses for the G fuse-links.

Note: There are also fuses of type TT that are approved.

Note breaking capacity of the fuse:

L = Low breaking capacity

H = High breaking capacity

DO NOT USE FINE FUSES WITH HIGHER CURRENT VALUES!

2.0 Technical specifications

REOMED 300 VA

MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 300
Article-No	BV65B5166A+xx
Supply voltage	115V/230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	300 VA
Fuse F1;F2	T3,15A-H(L)/T1,60A-H(L)
Rated output voltage	230V by 4 outputs
Rated output current	1,30 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

MEDIZINISCHER TRENNTTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 300
Artikel-Nr	BV65B5166A+xx
Eingangsspannung	115V/230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	300 VA
Sicherung F1;F2	T3,15A-H(L)/T1,60A-H(L)
Ausgangsspannung	230 V an 4 Ausgängen
Ausgangsstrom	1,30A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Model	REOMED 300
Article-No	BV65B5008A+xx
Supply voltage	230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	300 VA
Fuse F1;F2	T1,60A-H(L)
Rated output voltage	230V by 4 outputs
Rated output current	1,30 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Modell	REOMED 300
Artikel-Nr	BV65B5008A+xx
Eingangsspannung	230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	300 VA
Sicherung F1;F2	T1,60A-H(L)
Ausgangsspannung	230 V an 4 Ausgängen
Ausgangsstrom	1,30A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Model	REOMED 300
Article-No	BV65B5161A+xx
Supply voltage	115V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	300 VA
Fuse F1;F2	T3,15A-H(L)
Rated output voltage	230V by 4 outputs
Rated output current	1,30 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Modell	REOMED 300
Artikel-Nr	BV65B5161A+xx
Eingangsspannung	115V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	300 VA
Sicherung F1;F2	T3,15A-H(L)
Ausgangsspannung	230 V an 4 Ausgängen
Ausgangsstrom	1,30A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Model	REOMED 300
Article-No	BV65B5252A+xx
Supply voltage	115V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	300 VA
Fuse F1;F2	T3,15A-H(L)
Rated output voltage	115V by 4 outputs
Rated output current	2,60 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Modell	REOMED 300
Artikel-Nr	BV65B5252A+xx
Eingangsspannung	115V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	300 VA
Sicherung F1;F2	T3,15A-H(L)
Ausgangsspannung	115V an 4 Ausgängen
Ausgangsstrom	2,60 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model REOMED 300
Article-No BV65B11001A+xx
Supply voltage 230V~
Frequency 50 / 60 Hz
Power input 300 VA
Fuse F1;F2 T1,60A-H(L)
Rated output voltage 115V by 4 outputs
Rated output current 2,60 A
Case protection IP 20
Protection class I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

MEDIZINISCHER TRENNTRANSFORMATOR

Modell REOMED 300
Artikel-Nr BV65B11001A+xx
Eingangsspannung 230V~
Frequenz 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme 300 VA
Sicherung F1;F2 T1,60A-H(L)
Ausgangsspannung 115V an 4 Ausgängen
Ausgangsstrom 2,60A
Schutzart IP 20
Schutzklasse I



Model REOMED 300
Article-No BV65B11058A+xx
Supply voltage 115/230V~
Frequency 50 / 60 Hz
Power input 300 VA
Fuse F1;F2 T3,15A-H(L)/T1,60A-H(L)
Rated output voltage 115/230V by 4 outputs
Rated output current 2,60 A/1,30 A
Case protection IP 20
Protection class I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Modell REOMED 300
Artikel-Nr BV65B11058A+xx
Eingangsspannung 115/230V~
Frequenz 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme 300 VA
Sicherung F1;F2 T3,15A-H(L)/T1,60A-H(L)
Ausgangsspannung 115/230V an 4 Ausg.
Ausgangsstrom 2,60 A/1,30 A
Schutzart IP 20
Schutzklasse I



Model REOMED 300
Article-No BV65B11061A+xx
Supply voltage 100-130V/200-250V~
Frequency 50 / 60 Hz
Power input 300 VA
Fuse F1;F2 T3,15A-H(L)/T1,60A-H(L)
Rated output voltage 100-130V/200-250V
by 6 outputs
Rated output current 3,00-2,30A/1,50-1,20A
Case protection IP 20
Protection class I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Modell REOMED 300
Artikel-Nr BV65B11061A+xx
Eingangsspannung 100-130V/200-250V~
Frequenz 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme 300 VA
Sicherung F1;F2 T3,15A-H(L)/T1,60A-H(L)
Ausgangsspannung 100-130V/200-250V
an 6 Ausgängen
Ausgangsstrom 3,00-2,30A/1,50-1,20A
Schutzart IP 20
Schutzklasse I



2.0 Technical specifications

MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 600
Article-No	BV65B5167A+xx
Supply voltage	115V/230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	600 VA
Fuse F1;F2	T6,30A-H/T3,15A-H(L)
Rated output voltage	230V by 6 outputs
Rated output current	2,60 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Model	REOMED 600
Article-No	BV65B5064A+xx
Supply voltage	230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	600 VA
Fuse F1;F2	T3,15A-H(L)
Rated output voltage	230V by 6 outputs
Rated output current	2,60 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Model	REOMED 600
Article-No	BV65B5162A+xx
Supply voltage	115V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	600 VA
Fuse F1;F2	T6,30A-H
Rated output voltage	230V by 4 outputs
Rated output current	2,60 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Model	REOMED 600
Article-No	BV65B5253A+xx
Supply voltage	115V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	600 VA
Fuse F1;F2	T6,30A-H
Rated output voltage	115V by 6 outputs
Rated output current	5,20 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

REOMED 600 VA

MEDIZINISCHER TRENNTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 600
Artikel-Nr	BV65B5167A+xx
Eingangsspannung	115V/230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	600 VA
Sicherung F1;F2	T6,30A-H/T3,15A-H(L)
Ausgangsspannung	230V an 6 Ausgängen
Ausgangsstrom	2,60A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Modell	REOMED 600
Artikel-Nr	BV65B5064A+xx
Eingangsspannung	230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	600 VA
Sicherung F1;F2	T3,15A-H(L)
Ausgangsspannung	230V an 6 Ausgängen
Ausgangsstrom	2,60A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Modell	REOMED 600
Artikel-Nr	BV65B5162A+xx
Eingangsspannung	115V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	600 VA
Sicherung F1;F2	T6,30A-H
Ausgangsspannung	230V an 4 Ausgängen
Ausgangsstrom	2,60A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Modell	REOMED 600
Artikel-Nr	BV65B5253A+xx
Eingangsspannung	115V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	600 VA
Sicherung F1;F2	T6,30A-H
Ausgangsspannung	115V an 6 Ausgängen
Ausgangsstrom	5,20 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 600
Article-No	BV65B11002A+xx
Supply voltage	230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	600 VA
Fuse F1;F2	T3,15A-H(L)
Rated output voltage	115V by 6 outputs
Rated output current	5,20 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

MEDIZINISCHER TRENNTTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 600
Artikel-Nr	BV65B11002A+xx
Eingangsspannung	230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	600 VA
Sicherung F1;F2	T3,15A-H(L)
Ausgangsspannung	115V an 6 Ausgängen
Ausgangsstrom	5,20A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Model	REOMED 600
Article-No	BV65B11059A+xx
Supply voltage	115/230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	600 VA
Fuse F1;F2	T6,30A-H/T3,15A-H(L)
Rated output voltage	115/230V by 6 outputs
Rated output current	5,20/2,60 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Modell	REOMED 600
Artikel-Nr	BV65B11059A+xx
Eingangsspannung	115/230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	600 VA
Sicherung F1;F2	T6,30A-H/T3,15A-H(L)
Ausgangsspannung	115/230V an 6 Ausg.
Ausgangsstrom	5,20/2,60 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



2.0 Technical specifications

MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 800
Article-No	BV65B11062A+xx
Supply voltage	100-130V/200-250V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	800 VA
Fuse F1;F2	T8A-H/T4A-H
Rated output voltage	100-130V/200-250V by 9 outputs
Rated output current	8,00-6,16A/4,00-3,20A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

REOMED 800 VA

MEDIZINISCHER TRENNTTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 800
Artikel-Nr	BV65B11062A+xx
Eingangsspannung	100-130V/200-250V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	800 VA
Sicherung F1;F2	T8A-H/T4A-H
Ausgangsspannung	100-130V/200-250V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	8,00-6,16A/4,00-3,20A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



2.0 Technical specifications

MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 1000
Article-No	BV65B4132A+xx
Supply voltage	115V/230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	1000 VA
Fuse F1;F2	T10,0A-H/T5,0A-H
Rated output voltage	230V by 9 outputs
Rated output current	4,35 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Model	REOMED 1000
Article-No	BV65B5088A+xx
Supply voltage	230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	1000 VA
Fuse F1;F2	T5,0A-H
Rated output voltage	230V by 9 outputs
Rated output current	4,35 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Model	REOMED 1000
Article-No	BV65B5163A+xx
Supply voltage	115V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	1000 VA
Fuse F1;F2	T10,0A-H
Rated output voltage	230V by 9 outputs
Rated output current	4,35 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Model	REOMED 1000
Article-No	BV65B5254A+xx
Supply voltage	115V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	1000 VA
Fuse F1;F2	T10,0A-H
Rated output voltage	115V by 9 outputs
Rated output current	8,70 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

REOMED 1000 VA

MEDIZINISCHER TRENNTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 1000
Artikel-Nr	BV65B4132A+xx
Eingangsspannung	115V/230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 VA
Sicherung F1;F2	T10,0A-H/T5,0A-H
Ausgangsspannung	230 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	4,35 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Modell	REOMED 1000
Artikel-Nr	BV65B5088A+xx
Eingangsspannung	230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 VA
Sicherung F1;F2	T5,0A-H
Ausgangsspannung	230 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	4,35 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Modell	REOMED 1000
Artikel-Nr	BV65B5163A+xx
Eingangsspannung	115V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 VA
Sicherung F1;F2	T10,0A-H
Ausgangsspannung	230 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	4,35 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



Modell	REOMED 1000
Artikel-Nr	BV65B5254A+xx
Eingangsspannung	115V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 VA
Sicherung F1;F2	T10,0A-H
Ausgangsspannung	115 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	8,70 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model REOMED 1000
Article-No BV65B11003A+xx
Supply voltage 230V~
Frequency 50 / 60 Hz
Power input 1000 VA
Fuse F1;F2 T5,0A-H
Rated output voltage 115V by 9 outputs
Rated output current 8,70 A
Case protection IP 20
Protection class I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

Model REOMED 1000
Article-No BV65B11060A+xx
Supply voltage 115/230V~
Frequency 50 / 60 Hz
Power input 1000 VA
Fuse F1;F2 T10,0A-H/T5,0A-H
Rated output voltage 115/230V by 9 outputs
Rated output current 8,70/4,35 A
Case protection IP 20
Protection class I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

MEDIZINISCHER TRENNTRANSFORMATOR

Modell REOMED 1000
Artikel-Nr BV65B11003A+xx
Eingangsspannung 230V~
Frequenz 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme 1000 VA
Sicherung F1;F2 T5,0A-H
Ausgangsspannung 115 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom 8,70 A
Schutzart IP 20
Schutzklasse I



Modell REOMED 1000
Artikel-Nr BV65B11060A+xx
Eingangsspannung 115/230V~
Frequenz 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme 1000 VA
Sicherung F1;F2 T10,0A-H/T5,0A-H
Ausgangsspannung 115/230 V an 9 Ausg.
Ausgangsstrom 8,70/4,35 A
Schutzart IP 20
Schutzklasse I



2.0 Technical specifications

MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 1300
Article-No	BV65B10066A+xx
Supply voltage	230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	1300 VA
Fuse F1;F2	T6,30A-H
Rated output voltage	230V by 9 outputs
Rated output current	5,50 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

REOMED 1300 VA

MEDIZINISCHER TRENNTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 1300
Artikel-Nr	BV65B10066A+xx
Eingangsspannung	230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	1300 VA
Sicherung F1;F2	T6,30A-H
Ausgangsspannung	230 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	5,50 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



2.0 Technical specifications

MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 1600
Article-No	BV65B10067A+xx
Supply voltage	230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	1600 VA
Fuse F1;F2	T8 A-H
Rated output voltage	230V by 9 outputs
Rated output current	6,80 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

REOMED 1600 VA

MEDIZINISCHER TRENNTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 1600
Artikel-Nr	BV65B10067A+xx
Eingangsspannung	230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	1600 VA
Sicherung F1;F2	T8 A-H
Ausgangsspannung	230 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	6,80 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



2.0 Technical specifications

MEDICAL ISOLATING TRANSFORMER

Model	REOMED 2200
Article-No	BV65B10068A+xx
Supply voltage	230V~
Frequency	50 / 60 Hz
Power input	2200 VA
Fuse F1;F2	T10 A-H
Rated output voltage	230V by 9 outputs
Rated output current	9,37 A
Case protection	IP 20
Protection class	I

MADE IN GERMANY IEC/EN60601-1

REOMED 2200 VA

MEDIZINISCHER TRENNTRANSFORMATOR

Modell	REOMED 2200
Artikel-Nr	BV65B10068A+xx
Eingangsspannung	230V~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	2200 VA
Sicherung F1;F2	T10 A-H
Ausgangsspannung	230 V an 9 Ausgängen
Ausgangsstrom	9,37 A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I



2.0 Technical specifications

REOMED- Mechanical data: Dimensions / weight

Model	H (mm)	W (mm)	D (mm)	Weight (kg)
REOMED 300	85 (90*)	150	240	4.5
REOMED 600	95(100*)	170	270	7.5
REOMED 1000	100(105*)	220	300	12.5
REOMED 300 (Wide range)	95(100*)	170	270	7.5
REOMED 800 (Wide range)	100(105*)	220	300	12.5
REOMED 1300	125(130*)	235	325	13.5
REOMED 1600	125(130*)	235	325	15.0
REOMED 2200	125(130*)	235	325	19.0

W =Wide range

* =Height with rubber feet

3.0 Guidance and manufacturer's declaration

EMC testing was performed according to the following standards:

Emission tests	Compliance
RF emissions CISPR 11 (Radiated and Conducted Emission)	Class B, Group 1
Harmonic emissions IEC 61000-3-2, Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	Class A Passed
Immunity tests	Compliance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	Contact: ± 8 kV Air: ±2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
Electrical fast transient/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV 100 kHz repetition frequency
Surge IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % U_r ; 0,5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % U_r ; 1 cycle and 70 % U_r ; 25/30 cycles Single phase: at 0° and 0 % U_r ; 250/300 cycle
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50 & 60 Hz
Conducted RF IEC 61000-4-6	10 V 0,15 MHz — 80 MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz
IMMUNITY to proximity fields from RF wireless communications equipment IEC 61000-4-3	28 V/m 450 MHz, 50% PM at 18 Hz 810 MHz, 50% PM at 18 Hz 870 MHz, 50% PM at 18 Hz 930 MHz, 50% PM at 18 Hz 1720 MHz, 50% PM at 217 Hz 1845 MHz, 50% PM at 217 Hz 1970 MHz, 50% PM at 217 Hz 2450 MHz, 50% PM at 217 Hz 27 V/m 385 MHz, 50% PM at 18 Hz 9 V/m 710 MHz, 50% PM at 217 Hz 745 MHz, 50% PM at 217 Hz 780 MHz, 50% PM at 217 Hz 5240 MHz, 50% PM at 217 Hz 5500 MHz, 50% PM at 217 Hz 5785 MHz, 50% PM at 217 Hz

4.0 Symbols



O = Power off I = Power on



Potential equalization



Earth



Protective conductor connection




Alternating current

F

Fine fuse or circuit breaker

T

Slow acting fuse



Not household waste



Conformity marking



Warning / Caution



Follow instructions for use / instructions for use



Approval mark

RQS

REO-Quality-Assurance (serial number)



REO AG

Brühler Straße 100 · D-42657 Solingen
Tel.: +49 (0)212 8804 0 · Fax: +49 (0)212 8804 188

E-Mail: info@reo.de
Internet: www.reo.de

■ Divisions:

REO Vibratory Feeding and Power Electronics Division

REO Vibratory Feeding and Power Electronics Division
Brühler Straße 100 · D-42657 Solingen
Tel.: +49 (0)212 8804 0 · Fax: +49 (0)212 8804 188
E-Mail: info@reo.de

REO Train Technologies Division

REO Train Technologies Division
Erasmusstraße 14 · D-10553 Berlin
Tel.: +49 (0)30 3670236 0 · Fax: +49 (0)30 3670236 10
E-Mail: zentrale.berlin@reo.de

REO Drives Division

REO Drives Division
Holzhausener Straße 52
D-16866 Kyritz
Tel.: +49 (0)33971 485 0 · Fax: +49 (0)33971 485 90
E-Mail: info@reo.de

REO Medical and Current Transformer Division

REO Medical and Current Transformer Division
Schuldhölzinger Weg 7 · D-84347 Pfarrkirchen
Tel.: +49 (0)8561 9886 0 · Fax: +49 (0)8561 9886 40
E-Mail: info@reo.de

REO Test and PowerQuality Division

REO Test and PowerQuality Division
Brühler Straße 100 · D-42657 Solingen
Tel.: +49 (0)212 8804 0 · Fax: +49 (0)212 8804 188
E-Mail: info@reo.de

PRODUCTION + SALES:

■ China

REO Shanghai Inductive Components Co., Ltd
No. 536 ShangFeng Road · Pudong, 201201 Shanghai · China
Tel.: +86 (0)21 5858 0686 · Fax: +86 (0)21 5858 0289
E-Mail: info@reo.cn · Internet: www.reo.cn

■ India

REO GPD INDUCTIVE COMPONENTS PVT. LTD
2/202 Luna Road · Village Luna · Taluka Padra
Vadodara - 391440 · India
Tel.: +91 (2662) 221723, +91 (265) 2396148 · Fax: +91 (265) 2396971
E-Mail: info@reogpd.com · Internet: www.reo-ag.in

■ USA

REO-USA, Inc.
8450 E. 47th St · USA-Indianapolis, IN 46226
Tel.: +1 (317) 899 1395 · Fax: +1 (317) 899 1396
E-Mail: info@reo-usa.com · Internet: www.reo-usa.com

SALES:

■ France

REO VARIAC S.A.R.L.
ZAC Du Clos aux Pois 1 · 6/8 rue de la Closerie-LISSES · F-91048 Evry Cédex
Tel.: +33 (0)1 6911 1898 · Fax: +33 (0)1 6911 0918
E-Mail: reovariac@reo.fr · Internet: www.reo.fr

■ Great Britain

REO (UK) Ltd.
Units 2-4 Callow Hill Road · Craven Arms · Shropshire SY7 8NT · UK
Tel.: +44 (0)1588 673 411 · Fax: +44 (0)1588 672 718
E-Mail: main@reo.co.uk · Internet: www.reo.co.uk

■ Italy

REO ITALIA S.r.l.
Via Treponti, 29 · I-25086 Rezzato (BS)
Tel.: +39 030 279 3883 · Fax: +39 030 279 0600
E-Mail: info@reotalia.it · Internet: www.reotalia.com

■ Poland

REO CROMA Sp.zo.o
ul. Pozaryskiego 28, bud 20 · PL-04-703 Warszawa
Tel.: +48 (0)22 812 3066 · Fax: +48 (0)22 815 6906
E-Mail: croma@croma.com.pl · Internet: www.croma.com.pl

■ Spain

REO ESPAÑA 2002 S.A.
C/Curt, 25-25 bis · 08340 Vilassar de Mar · Barcelona
Tel.: +34 937 509 994
E-Mail: info@reospain.com · Internet: www.reospain.com

■ Switzerland

REO ELEKTRONIK AG
Im Halbiacker 5a · CH-8352 Elsau
Tel.: +41 (0)52 363 2820 · Fax: +41 (0)52 363 1241
E-Mail: info@reo.ch · Internet: www.reo.ch

■ Turkey

REOTURKEY ELEKTRONIK San. ve Tic. Ltd. Şti.
Halil Rifatpaşa Mah. · Darülcemre CD Perpa Tic Merkezi
B Blok Kat 8 No:1095 · TR-34384 Sisli – Istanbul
Tel.: +90 (0)212 2215 118 · Fax: +90 (0)212 2215 119
E-Mail: info@reo-turkey.com · Internet: www.reo-turkey.com